



LEAD-Box

Apparatuur voor niet-destructief onderzoek naar loodverontreiniging van gevels

Leverbaar	
Grootte / hoeveelheid	1 stuk
verpakking	doos
verpakkingscode	01
art.nr.	
4969	■

Toepassing

- Voor het kwantitatief onderzoek van de loodverontreiniging van oppervlakken van bouwmaterialen

Eigenschappen

- **Inhoud LEAD-BOX:**
 - 5 x 50 ml PE monsterbuizen (verzegelbaar) incl. speciale doek voor monstername
 - . 1 x 50 ml PE-referentiemonsterbuis (nr. 6) voor gebruik als nulmonster of referentiemonster voor atoomadsorptiespectroscopie. Monster is verzegeld! Niet gebruiken!
 - 1 paar wegwerphandschoenen
 - Bestelformulier voor analyses / documentatie & monsterbeschrijving

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.